



プロの道具は  
シンプル  
なほど良い  
と思う。



# FIRE LITE

ファイアーライト


許可番号: 13B1X00004



基本性能を重視した開発によって、シンプルな操作性とお求めやすい価格を実現しました。

- 通常のメタルボンドに加え、低溶ポーセレンの焼成にも対応
- 50種類の焼成プログラムが入力設定可能
- プログラム進行中も変更が可能、スキップ機能も装備
- プログラム終了後の強制空冷機構を装備
- 焼成終了チャイムのプログラムが設定可能
- マップルの湿気を防ぐナイトモード機能を装備
- 視認性に優れたディスプレイ
- 見やすい角度に簡単に調整できる可変式コントロールパネル

### プログラム設定範囲



スタート温度の設定範囲	0~650°C
予備乾燥時間の設定範囲	0~60分
予備加熱時間の設定範囲	0~60分
昇温速度の設定範囲	0~80°C
設定可能最高温度	1,170°C
繫留時間の設定範囲	0~60分
冷却時間の設定範囲	0~60分



### 仕様

電源: 100V AC50/60Hz  
消費電力: ファーンレス 950W  
ファーンレス+ポンプ 1,220W(最高時)  
最高温度: 1,200°C  
寸法: 幅34.5cm x 高さ51.5cm x 奥行42cm  
炉内寸法: 直径10cm x 高さ6cm  
重量: 31kg

標準価格 **498,000円(税別)**

ポンプ付属

※デモ器の送料はお客様ご負担とさせていただきます。ご了承下さい。

製品の詳細、弊社最新情報をインターネット上でご覧下さい。 [www.tokyodental.co.jp](http://www.tokyodental.co.jp)

東京歯科産業

検索