

CS 7400



CS 7400 CR システム

A smooth digital transition

今までのフィルムの取扱い方法と同感覚で、簡単にデジタル化

簡単導入!

簡易で楽々デジタル化

- イメージングプレート (IP) を使うので現像処理不要
- 撮影画像の参照・調整・保存が可能

安心、安全!

明るいところでもカンタン操作

- 明室処理が可能で、給排水設備や暗室は不要
- ディスポーザブルカバーで感染予防対策に対応しています。

高品質、高画質!

デジタル化によってさらに広がる可能性



- スキャン中はIP自体を直接装置に触れることがない非接触式なので、IPの表面がキズつけられず長寿命を実現します。



スキャンまでの流れ



スキャン後の流れ



製品仕様 CS 7400 CR システム

標準構成	画像読取装置	
プレートのタイプ	CRイメージングプレート	
イメージングプレートサイズ	パノラマ撮影：	15×30 cm
	セファロ撮影：	8×10 インチ
	口腔内撮影：	# 0 21×31 mm
		# 1 24×40 mm
		# 2 31×41 mm
		# 3 27×54 mm
		# 4 57×76 mm
スキャン時間 (ただし読み取り時間はプレートの枚数により変更した場合)	パノラマ撮影：	74 秒
	セファロ撮影：	95 秒
	口腔内 高解像度時：	67 秒/1～6 枚
	高速時：	40 秒/1～6 枚
プレートの消去方法	自動消去 (手動消去設定可能)	
外形寸法	画像読取装置：	480 (W) × 380 (D) × 240 (H) mm
電源容量	100VAC 50/60Hz 10A	



※ 仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
 ※ ブランド名は Kodak から Carestream へ変更されました。

ケアストリームヘルス株式会社

ホームページ <http://www.carestream.jp>
 東 京 〒135-0041 東京都江東区冬木11-17 イシマビル Tel.(03)5646-2500
 大 阪 〒550-0011 大阪市西区阿波座1-9-9 阿波座パークビル Tel.(06)6534-7090
 札 幌 Tel.(011)252-8072 名古屋 Tel.(0561)64-2755 福岡 Tel.(092)413-8460

CS 7400 CR システム：認証番号 222AGBZX00104A02
 光輝性蛍光板：届出番号 13B2X10060080000
 01-15-A(R) CAT. 6233035