

スクリューピン撤去プライヤー

一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 届出番号 13B3X00365000461

このプライヤーはスクリューピンを確実に把持し、隣在歯に当たらずに回転させ、ピンを緩めることができます。

特徴

1. 嘴部先端部が細く、隣在歯に当たらない形状になっている
2. 嘴部内面には溝が有り、滑り止めのギザが付いている
3. バネ付で、細かな作業が容易である



用途

1. スクリューピンの撤去
2. 根管内で折れているクレンザー、リーマーの除去
3. 矯正ワイヤー、ブラケット等の把持
4. 破折した残根先端部の除去



No1 下顎用



No2 上顎用

嘴部先端の背中肉厚が薄くなっていて、隣在歯に当たりにくい形状になっています。また、嘴部内側には滑り止めの溝とギザが付いています。



No1 下顎用



No2 上顎用

(有)木村鉗子製作所

一般医療機器 製造販売業 13B3X00365

131-0033 東京都墨田区向島 1-18-9
TEL.FAX 03-3623-1232
E-mail Kimura.kanshi@nifty.com
<http://www.kimura-kanshi.com/>