

石膏モデルリムーバー（直・曲）

一般医療機器 歯科技工用鉗子 届出番号 13B3X00365000751

用途

アルギン酸印象材で印象を採り、石膏を注入し放置するとアルギン酸と石膏が化学反応を起し、石膏模型が脱れにくくなります。シリコン印象材でも硬いシリコンやアンダーカットがきつい症例では石膏模型が脱れにくくなります。

このような場合に、石膏模型とトレーを脱離するのに使用します。




直

鉗子のハンドルを握ると先端が開く構造で、場所を移動しながら少しずつ緩めていくと、石膏模型とトレーが脱離出来ます。

曲



石膏トリマー



模型内の余分な石膏の除去作業がし易い形状になっています。

(有)木村鉗子製作所

製造販売業者 13B3X00365

東京都墨田区向島 1-18-9
TEL.FAX 03-3623-1232
E-mail Kimura.kanshi@nifty.com
<http://www.kimura-kanshi.com/>