

# zero SERIES

ゼロシリーズ



1枚ずつ取り出せる  
快適！ゼロシリーズ

## グレイシアゼロ

- ◎グローブはカフ部より1枚ずつ出てきます。
- ◎取り出す際には、カフ部を引っ張るだけ。
- ◎ボックス内に手指を入れたり、余分に出てきたグローブを戻すリスクがないため、ボックス内が汚染されません。



MORAINÉ CORP.



仕様 / 製品情報	
サイズ	X S, S, M, L
入数	125枚 / パック × 16 / ケース
医療用検査用 ニトリルグローブの規格	「ASTM D6319」に準拠
抗がん剤に対する 医療用グローブ基準	「ASTM D6978-05」に準拠
医療機器製造販売 届出番号	13B2X10166000010
その他	食品衛生法適合

# 1枚ずつ取り出せる快適！ゼロシリーズ

zero  
SERIES



## ゼロ エプロン

◎タービン・超音波スケーラーを使用する処置や器具の洗浄時の必須アイテム。◎ポリエチレンを使用し、高いバリア性能を実現します。◎すばやく1枚ずつ衛生的に取り出せるパッケージデザイン。◎首周りが大きく開かず、しっかり防御します。◎肩下までカバーし、肩周りも防御するデザインです。



## ゼロ マスク

◎フリーサイズ、ラテックスフリー ◎ノーズワイヤーは細い金属製で鼻梁にぴったりと微調整可能です。◎イヤーループ(ゴム部分)はフラットタイプで「耳が痛くなりにくい」仕様です。◎確実に素早く1枚ずつ取り出せます。◎マスクの内側(呼吸部分)に触れることなく取り外せます。◎ポリエチレンバックで包装することにより、ゴミの削減と省スペースを実現しています。◎ディスペンサーを使用することで、グローブ及びエプロンを一緒に設置できます。

### ゼロエプロン製品情報

入数 35枚/パック×20/ケース

寸法 685mm×1,150mm

カラー および品番  
ピンク(ZAL-P)・ホワイト(ZAL-W)  
イエロー(ZAL-Y)・グリーン(ZAL-G)

### ゼロマスク仕様

JIS T9001 医療用マスク クラスII 適合審査済  
規格適合番号 M22208011

要求試験(規格値)

PFE(≧98%)、BFE(≧98%)、VFE(≧98%)、

可燃性(区分1)、血液バリア(16.0kPa)、

安全衛生・通気性



### ゼロマスク製品情報

入数 20枚/パック×20パック/ケース

寸法 175mm×95mm

## zero Dispenser

### ゼロ ディスペンサー システム



ゼログローブ、ゼロマスク、ゼロエプロン共通のディスペンサー。必要な場所に必要な種類、サイズのPPEを自由に選択、設置可能です。取り出しやすさはもちろんのこと、スタイリッシュなデザイン、コンパクトさにこだわりました。



with コロナ時代  
患者さまもスタッフも守れるクリニックへ

■ 日本総代理店・総発売元

株式会社 モレーンコーポレーション

〒164-0003 東京都中野区東中野5-1-1 ユニゾンモール3F

www.moraine.co.jp



MORAINE CORP.

(本カタログ内容は令和4年2月現在のものです。) Ver.2

■ 販売元 株式会社 日本歯科工業社

〒110-8530

東京都台東区上野 5-12-8

TEL 03-3836-2191 FAX 03-3836-2199