


マイティトレイ

MIGHTY tray



- ・インスツルメンツを治療別、患者別にセットできます。
- ・インスツルメンツをバンドで固定でき、ズレなく刃先を保護し、不快な金属音を防止できます。
- ・インスツルメンツをセットしたまま積み重ねができます。
- ・セットしたまま、超音波洗浄・オートクレーブ滅菌が可能です。



MT-1

¥3,700

サイズ：140×225×20mm

カラー：アンバー

滅菌

感染防止

耐薬品

金属音防止

SILICONE

PEI